

Rozwiązania wielokrotnego użytku w problemach inkontynencji

Instrukcja dotycząca stosowania i pielęgnacji

Prosimy o przeczytanie przed użyciem!

Środki ostrożności

Ze względów higienicznych, produkty wielokrotnego użytku w problemach inkontynencji DryMed[®] należy uprać przed pierwszym użyciem.

Należy zapiąć haftki pieluchomajtek DryMed[®], aby nie uszkodziły delikatnej wewnętrznej części produktu.

W celu dokładnego uprania produktów DryMed[®] zaleca się przewrócenie ich na lewą stronę.

Produkty DryMed[®] stosowane w problemach inkontynencji należy wysuszyć i przechowywać przewrócone na lewą stronę, aby zapewnić odparowanie pozostałej wilgotności.

Produkty DryMed[®] są wytwarzane w standardowych rozmiarach gotowych do noszenia.

Podczas użytkowania DryMed[®], należy zwrócić uwagę czy haczyk zapięcia nie rysuje skóry, co może powodować jej podrażnienie.

Ponadto, ważne jest, aby w czasie stosowania produktów DryMed[®] unikać tworzenia się fałd w okolicy nóg i bioder.

Dzięki temu uniknie się przeciekania.

Aby uniknąć uduszenia, torby stanowiące opakowanie produktów DryMed[®] należy przechowywać z dala od zasięgu dzieci.

Warunki użytkowania

Po zabrudzeniu kałem i/ lub moczem, produkty DryMed[®] należy wymieniać przynajmniej raz na cztery godziny. Wskazane jest zmienianie produktów zaraz po użyciu.

Nawet jeśli nie zostaną zabrudzone, produkty DryMed[®] należy wymieniać przynajmniej raz na cztery godziny.

Instrukcje pielęgnacji i konserwacji

Produkty DryMed[®] stosowane w inkontynencji należy prać w pralce z użyciem zwykłych detergentów. Nie stosować płynów do zmiękczenia tkanin, gdyż mogą one ograniczyć chłonność produktu.

Temperatura: Dopuszczalne jest pranie w temperaturze do 95°C. Ze względów ekologicznych i ekonomicznych odpowiednia i wskazana temperatura prania wynosi 60°C.

Wybielanie Nie należy stosować chloru; wodoodporne pokrycie poliestrowe może ulec uszkodzeniu, a produkt straci swoje właściwości (tzn. przestanie być nieprzemakalny).

Suszenie automatyczne Temperatura suszenia nie może przekroczyć 90°C.

Prasowanie Nie prasować; wrażliwa powierzchnia zostanie uszkodzona przez bezpośrednie źródła ciepła.

Przestrzeżenie powyższych instrukcji pozwoli na zachowanie właściwości produktów DryMed[®] nawet przez kolejnych 300 prań.

Porady dotyczące przechowywania

Produkty nie powinny być przechowywane w temperaturze przekraczającej 90°C.

Produkty DryMed[®] nie mogą mieć styczności z otwartym ogniem.

Unikać bezpośredniego kontaktu z innymi źródłami ciepła (elementy grzejne, itp.).

Zagrożenia

Przy dłuższym kontakcie produktów DryMed[®] ze skórą, mogą wystąpić podrażnienia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.