

## Instrukcje dotyczące stosowania i pielęgnacji 11.2016

Prosimy o przeczytanie przed użyciem!



Antybakteryjne materiały opatrunkowe pokryte srebrem PADYCARE®

do leczenia chorób skóry wywołanych przez bakterie, takie jak atopowe zapalenie skóry, grzybice, łuszczyca, podrażnienia lub oparzenia skóry.

UWAGA! mogące wystąpić różne odcienie, różnice kolorystyczne i miejscowe przebarwienia nie świadczą o niskiej jakości produktów i nie stanowią wady produkcyjnej. Przebarwienia są wyniki utleniania srebra spowodowanego temperaturą i wilgocą ciała ludzkiego. Utlenienie srebra w żaden sposób nie ogranicza właściwości antybakteryjnych materiałów opatrunkowych.

### Szczególne wskazania i instrukcje stosowania

- Materiały opatrunkowe pokryte srebrem PADYCARE® należy wyprać przed pierwszym użyciem.
- Tkaniny należy nosić w bezpośrednim kontakcie ze skórą, aby przyspieszyć działanie i proces leczenia. Jony srebra są szybciej transportowane na skórę dzięki ciepłocie i wilgotności ciała.
- Ważne jest, aby nakładać na skórę kremy i emolienty, aby zapobiegać jej wysuszeniu. Nawilżenie przyspiesza przenoszenie jonów srebra na skórę.
- Należy zauważyć, że wysokiej jakości bandaże medyczne są niezwykle elastyczne i zawierają około 99,6% czystego srebra, które wymaga szczególnej ostrożności postępowania i stosowania, zwłaszcza w odniesieniu do naciągania szwów (np. częste zakładanie i zdejmowanie lub pranie).
- Szwy na materiałach opatrunkowych pokrytych srebrem PADYCARE® dla niemowląt i dzieci zostały umieszczone na zewnątrz tkaniny, by chronić wrażliwą skórę przed otarciami. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wspomniane materiały można też nosić szwami do wewnątrz.
- Z powodów higienicznych nie zezwala się na przymierzanie tkanin pokrytych srebrem na nakremowaną skórę.
- Nie ma możliwości zwrotu produktów noszących ślady użytkowania.
- Opakowanie/ torebka foliowa muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.
- Pacjenci nie powinni stosować materiałów opatrunkowych pokrytych srebrem PADYCARE®, jeśli są wrażliwi na srebro lub którykolwiek element opatrunku.

### Rekomendowane wskazania dotyczące pielęgnacji tkanin

Powlekanie srebrem tkaniny PADYCARE® należy traktować w taki sam sposób jak jedwab. Należy je prać ręcznie lub w pralce w delikatnym mydle płynnym lub płynnym detergencie. Tkaniny powinny schnąć na wolnym powietrzu, w temperaturze pokojowej. Dla prawidłowej pielęgnacji tkanin zaleca się stosowanie płynu do prania PADYWASH®.

- Do prania materiałów opatrunkowych pokrytych srebrem PADYCARE® nie należy stosować płynów zmiękczających do tkanin. Zalecane jest stosowanie płynnego łagodnego detergentu.
- Tkaniny PADYCARE® należy prać oddzielnie, stosując program dla tkanin delikatnych lub łącznie z innymi tkaninami syntetycznymi.

Przestrzeganie powyższych instrukcji pozwoli na zachowanie właściwości tkanin i pokrowców pokrytych srebrem PADYCARE® nawet przez kolejnych 200 prań - praktycznie bez utraty właściwości antybakteryjnych.

Prać w temperaturze 30°C. Program do tkanin delikatnych



NIE używać środków czyszczących zawierających chlor, substancje dezynfekujące lub zmiękczające tkaniny



Suszyć na wolnym powietrzu. NIE używać suszarki automatycznej.



NIE prasować. Srebrna powierzchnia utlenia się w bezpośrednim kontakcie z wysoką temperaturą lub promieniami słonecznymi.



Nie czyścić chemicznie

**Uwaga: Alergia na srebro może prowadzić do nietolerancji produktów!**

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty wynikające z nieodpowiedniego, niedbałego i/lub niewłaściwego użytkowania.

Produkcja: TEXAMED® GmbH ; Tel.:+49-89-9233 469 0; Fax: +49-89-9233 469 23; [www.texamed.de](http://www.texamed.de)

Dystrybucja wyłączna w Polsce: OXXO / SKLEP: [www.azs24.pl](http://www.azs24.pl) ; ul. Strąkowa 15a, 01-100 Warszawa; (22) 298-54-77 lub 733-659-466; [biuro@azs24.pl](mailto:biuro@azs24.pl)